

あんしんたっち[®]シリーズ

起き上り反応センサー（ケアマット） & タッチセンサー（ケアパット）



特徴・今までにない新しいタイプの離床センサー

- ☆寝具と同様の布素材（抗菌・防汚・帯電防止加工）を使用したシート状センサー
 - ・ソフトタッチの使用感
 - ・お洗濯可能で衛生的
 - ・故障・破損が生じにくい やわらか設計
- ☆反応感度に優れ、離床や脱落を最速で報知
- ☆不用意なタッチでは反応しない知能設計
- ☆セッティングもカンタン（簡易な工事・既設のナースコールへの接続も）
- ☆在宅介護・独居・地域介護施設での映像通知監視や外部への通信・報知が可能
- ☆リーズナブルな価格と優れたコストパフォーマンス


商品： ・ケアマット／スタンダードタイプ・セパレートタイプおよびベッドサイドタイプ
・ケアパット

あんしんたち[®]シリーズ 商品詳細

高齢者介護施設においては既設ナースコールシステムのコンセントにつなぐだけで、直ぐにご利用できます。



ケアマット (起き上り反応センサー「スタンダードタイプ」)
 マットレスとシーツの間に敷くシート感覚のセンサーです。
 起き上って離床した時に反応してお知らせします。
 サイズ：横1000mm×縦700mm



ケアマット (起き上り反応センサー「セパレートタイプ」)
 スタンダードタイプを2つに分離したタイプです。
 使用者が半身を起こしただけでも反応させることができます。
 サイズ：各 横900mm×縦200mm



ケアマット (タッチセンサー「ベッドサイドタイプ」)
 マットレスの端に敷くタッチ式センサーです。
 ベットの端に触れると反応して離脱・離床をお知らせします。
 サイズ：横800mm×縦460mm



ケアパッド (タッチセンサー「ケアコールタイプ」)
 指先等身体不自由な方でも身体の一部が触れただけで反応してお知らせします。
 サイズ：横150mm×縦200×厚み50mm



付属品
 いずれの商品にも、センサーBOX、コントロールBOX、ナースコール接続用ジャック、電源アダプタなどの付属品が必要です。

さらに・・・

無線による映像通知看視システムの活用により安全看視体制の充実・人員の効率化が図れます。また、在宅介護・独居宅でも無線による外部通報システムを連動させ、緊急時に介護施設やご家族へのお知らせが可能になります。

無線方式によるシステム構成 (参考例)

